



研究用放射性試薬のご注文について

研究用放射性試薬は、放射線障害防止法の規制対象となりますので、お申し込みの際は、「放射性同位元素の使用許可証」をご確認の上、製品コード番号を必ず明記し、下記の要領でお申し込み下さい。

1.注文先

社団法人 日本アイソトープ協会
アイソトープ部業務一課
〒113-8941 東京都文京区本駒込 2-28-45
TEL 03-5395-8033 FAX 0120-012-895 (受注専用)

2.注文方法

(社)日本アイソトープ協会所定のアイソトープ注文書 (Fax 用あるいは葉書) に
ご記入捺印の上お申し込み下さい。

- ・ お電話によるお申し込みの場合にも、必ずアイソトープ注文書をお送り下さい。
- ・ アイソトープ注文書をご希望の方は、当社または(社)日本アイソトープ協会業務一課までご請求下さい。

3.ご注文締切り日 及び納品予定日

研究用放射性試薬は、受注発注とさせていただきます。

注文締切り日時	: 納品予定日の前々週の水曜日 16 時
納品予定日	: 毎週火曜日

研究用放射性試薬のご使用上の注意

使用について

- ・ 納入物品に万一ご不審の点がございましたら、至急ご連絡下さい。
- ・ 収載されています試薬は試験・研究用です。他の用途に使用しないで下さい。
- ・ この試薬を使用する場合は各施設の放射線取扱主任者の指示に従い、管理区域内で行い、取扱説明書に従って使用下さい。(この試薬はよく整備された環境・機器・実験室で十分な経験と知識をもった研究者のもとで使用して下さい。)
- ・ 放射性化合物の取扱い、使用、保管、及び廃棄に関する各種規制、規準に十分に注意し従って下さい。
- ・ 製品規格を事前の予告なしに変更する場合があります。これらは塩、溶媒などの変更を含みます。お届けした試薬の正確な規格は容器ラベル、データシートでご確認下さい。これらの変更は試薬の基本的な薬理作用に影響を与えるものではありません。

取扱について

- ・ この試薬を取扱う時は適切な防護具等を着用して下さい。摂取、皮膚接触を避けるために、Mouth pipette は使用しないで下さい、また管理区域内での喫煙、飲食は禁じられています。
- ・ この試薬を受取った時、wipe testing によって汚染していないかチェックして下さい。すべてのバイアル、包装容器は出荷前に汚染についてチェックし、非汚染を確認しています。もし汚染していた時は、直ちに連絡して下さい。
- ・ 流出物を吸収するために吸収材でカバーされた実験台(Benches)、Spill tray で作業して下さい。regular wipe testing で取扱い区域をモニターして下さい。
- ・ 流出物は直ちにクリーンアップし、非汚染化して下さい。
- ・ 本試薬を取扱った後は完全に手を洗って下さい。

研究目的以外、取扱説明書に書かれている以外の方法による事故に関しては責任を負いかねます。